

# МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА OPTIS

## МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОСТ-АНГИО-КО-РЕГИСТРАЦИИ В НЕСКОЛЬКИХ РЕНТГЕНОПЕРАЦИОННЫХ

Мобильная система OPTIS, разработанная для использования в нескольких рентгеноперационных, сочетает в себе возможности выполнения и ОСТ-ангио-ко-регистрации, и FFR, позволяя принимать более обоснованные решения, получать лучшие результаты и повышать качество операций.

### Преимущества ангио-ко-регистрации

- Благодаря ОСТ-контролю, синхронизации детализированных изображений ОСТ и данных ангиографии повышается достоверность данных ЧКВ
- Одновременное получение ОСТ- и ангио-изображений может уменьшить время флюороскопической нагрузки и сберечь контраст
- Выполняет кинопетлю и ОСТ-протяжку за 2-3 секунды и требует только единичный ангиографический снимок для ко-регистрации

### Повышение качества операций

- Разработана для быстрого перемещения между рентгеноперационными
- Встраивается в работу рентгеноперационной при помощи легко предустанавливаемых портов
- Оснащена беспроводным контроллером, размещаемом на операционном столе, позволяющим самому хирургу полностью контролировать получение и анализ изображений
- Позволяет просматривать результаты ОСТ на основном мониторе операционной
- Выдает результаты ОСТ так же быстро, как интегрированная система OPTIS



Информация представленная в данном буклете предназначена только для распространения в России и странах СНГ.

Проверяйте статус регистрации изделия перед его использованием. РУ № ФСЗ 2012/13217 от 13.09.2019.

  
**Abbott**

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Номер по каталогу	Описание
C408661	<b>Мобильная система Optis</b> Основной модуль-стойка оператора, Модуль лазера, Модуль вращения катетера, Контроллер мобильной системы, Комплект для инсталляции OPTIS Mobile (для соединения с ангиографическими системами в одной рентгенопреационной)
C408662	<b>OPTIS Mobile Upgrade Kit</b> Включает все необходимые компоненты для обновления системы ILUMIEN OPTIS до мобильной системы OPTIS Mobile, Контроллер OPTIS, Комплект для инсталляции OPTIS Mobile (для соединения с ангиографическими системами в одной рентгенопреационной)
C408663	<b>OPTIS Tableside Controller</b>
C408666	<b>Комплект для инсталляции OPTIS Mobile</b> Для соединения с другими ангиографическими системами в других рентгенопреационных

ВНИМАНИЕ: Данная продукция предназначена только для использования врачами. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией, вложенной в упаковку прибора, для получения более детальной информации о Показаниях, Противопоказаниях, Предупреждениях, Мерах предосторожности и Побочных явлениях. Представленная в данном буклете информация предназначена только для распространения в России и СНГ. Проверьте статус регистрации изделия перед его использованием.

Фотографии находятся в архиве Эбботт.

Информация представленная в данном буклете предназначена только для распространения в России и странах СНГ. Проверьте статус регистрации изделия перед его использованием. РУ № ФСЗ 2012/13217 от 13.09.2019.

ООО «Эбботт Лэбораториз»

125171, Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1. Бизнес центр Метрополис. Тел.: +7 495 258 42 80  
[www.Vascular.Abbott](http://www.Vascular.Abbott)

OPTIS и ILUMIEN являются торговыми марками группы компаний Abbott.

© 2019 Abbott. Все права защищены. 1-DI-1-7598-12 10-2019

