

MAMBA™ Семейство микрокатетеров

Без компромиссов

Ротируемый микрокатетер
для оптимальной комбинации
максимальной гибкости и прочности



MAMBA™ Microcatheter – поддержка при антеградном доступе

Order Number (GTIN)	Ref/Catalog Number	Lesion Entry Profile	Crossing Profile	Proximal Shaft Profile	Distal I.D. (in/mm)	Proximal I.D. (in/mm)	Usable Length (cm)	Compatible Guidewire Diameter (in/mm)
8714729940265	H749 3928713520	1,4F	2,4F	2,9F	0,018/.46	0,023/.58	135	0,014/.36

MAMBA Flex 135 Microcatheter – для антеградного доступа при выраженной извитости сосудов

Order Number (GTIN)	Ref/Catalog Number	Lesion Entry Profile	Crossing Profile	Proximal Shaft Profile	Distal I.D. (in/mm)	Proximal I.D. (in/mm)	Usable Length (cm)	Compatible Guidewire Diameter (in/mm)
8714729940302	H749 3928713560	1,4F	2,1F	2,9F	0,018/.46	0,023/.58	135	0,014/.36

MAMBA Flex 150 Microcatheter – для ретроградной реканализации

Order Number (GTIN)	Ref/Catalog Number	Lesion Entry Profile	Crossing Profile	Proximal Shaft Profile	Distal I.D. (in/mm)	Proximal I.D. (in/mm)	Usable Length (cm)	Compatible Guidewire Diameter (in/mm)
8714729940340	H749 3928715020	1,4F	2,1F	2,9F	0,018/.46	0,023/.58	150	0,014/.36