


# PHILIPS

Интервенционная  
радиология

## Ангиографическая система AZURION<sup>1</sup> с системой ко-регистрации SyncVision<sup>2</sup> – новые стандарты в эндоваскулярном лечении

Клинические потребности становятся более специфичными. Мы в Philips разработали **решения для эффективного лечения коронарных артерий**, чтобы сократить время процедуры, существенно снизить дозу контраста и лучевой нагрузки на врача и пациента и сэкономить средства клиники




### Coronary suite – более высокий уровень точности поведения ЧКВ

**iFR/FFR** – достоверная верификация ишемии выбор стратегии лечения пациента

**Dynamic Coronary Roadmap** – динамическая карта коронарных сосудов в режиме реального времени

**StentBoost Live** – визуализация устройств в режиме реального времени



### Ко-регистрация с iFR

Оценка физиологической значимости поражения с наложением данных iFR на ангиограмму во время диагностического исследования, а также после ЧКВ для подтверждения эффективности проведенного лечения.



### Ко-регистрация с ВСУЗИ и тройная ко-регистрация

Сопряжение изображения ВСУЗИ и оценки физиологической значимости поражений с ангиограммой во время диагностического исследования, а также после ЧКВ для подтверждения эффективности проведенного лечения.



### Усовершенствованная ангиография Angio+

Улучшение и количественная оценка ангиографических изображений во время диагностического, лечебного и постоперационного этапов ЧКВ.

<sup>1</sup> РУ № РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями

<sup>2</sup> РУ № РЗН 2018/7057 Система SyncVision для сбора и обработки медицинских изображений с принадлежностями